

# BIOPURE

## Prestained Protein Ladder



### ▶ 특징


- Sharp and Stable
- 크기 별로 각기 다른 3가지 종류의 색깔로 구별이 쉬움
- 별도의 가열없이 바로 사용 가능
- 3 ~ 5  $\mu$ l loading

### ▶ 보관 (Storage)

- 4 $^{\circ}$ C 3개월, -20 $^{\circ}$ C 24개월 보관 가능.

### ▶ Size

- 250  $\mu$ l



4~15% TG  
SDS buffer


4~12% Bis-Tris  
MOPS buffer

4~12% Bis-Tris  
MES buffer

### RGB plus, BP-0408-250

Reference band : Red 75 kDa / Green 25 kDa

Broad Range Size Maker : 11 ~ 245 kDa



4~15% TG  
SDS buffer

4~12% Bis-Tris  
MOPS buffer

4~12% Bis-Tris  
MES buffer

### RGB wide plus, BP-0406-250

Reference band : Orange 30 kDa, 270kDa / Green 52kDa

Broad Range Size Maker : 6.5 ~ 270 kDa

BIOPURE의 RGB Prestained Protein Ladder는 native protein을 정제하여 만든 제품으로, 생산 batch별 protein size에 미세한 variation이 있을 수 있습니다.

**GENOMIC BASE**  
GENOMICS TECHNOLOGY

(주)제노믹베이스

제품 문의 및 판매처

경기도 남양주시 다산동 6144-1  
다산 진건 블루웨이브 지식 산업센터 2차 F315호  
Tel : 02) 2215-4925 Fax: 02) 2215-4929  
E-mail: info@genomicbase.com

지역 대리점

서울.경기특약점: 와이젠바이오	02) 858-7905	경북대구: 지오리서치	053) 710-4790
강원: 세진사이언스	033) 764-4502	전남: (주)동아하이텍	062) 531-2701
충북: (주)옵티젠	043) 266-5842	경남: 바이오드림(주)	055) 762-8059
충남대전: 하이바이오	042) 825-7209	부산: 대경바이오텍	010-5425-1780
전북: 제노셀	070) 4759-4197	제주: 비제이사이언스	064) 722-8711